

MATERASSI ANTIDECUBITO

<p>03.33.06.003 – Materasso antidecubito ventilato in espanso con fodera HOSPITAL EU SCACCO</p> 	<p>Materasso antidecubito in poliuretano espanso da usare direttamente sulla rete del letto. Predisposto con tagli speciali per ottenere un perfetto adattamento anatomico, una elevatissima circolazione dell'aria e una riduzione delle pressioni di contatto su tutta la superficie corporea.</p> <p>Fodera in materiale traspirante, anallergico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, lavabile e molto resistente; asportabile a mezzo di cerniera su tre lati.</p> <p>Disponibile in lastra intera o a tre sezioni.</p> <p>Portata kg 150</p> <p>Dimensione cm 190x90x15; 190x120x15; 210x90x15; 210x120x15</p>
<p>03.33.06.006 – Materasso antidecubito ventilato in espanso composito HOSPITAL MEDICA 3</p> 	<p>Materasso antidecubito in poliuretano espanso composito da usare direttamente sulla rete del letto.</p> <p>Formato da tre strati di diversa densità: strato di base in poliuretano espanso schiumato a freddo, particolarmente adatto per ottimizzare la portanza; strato intermedio in poliuretano espanso a tre densità a tronchi di piramide, per favorire la circolazione dell'aria; strato superiore in morbido foam automodellante in viscoelastico a celle aperte senza memoria, consente di assumere la forma del corpo che vi si appoggia distribuendo così le pressioni e tornare nella posizione originale senza deformarsi.</p> <p>Fodera in materiale traspirante, anallergico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, lavabile e molto resistente; asportabile a mezzo di cerniera su tre lati.</p> <p>Portata kg 150</p> <p>Dimensioni: cm 190x90x15; 190x120x15; 210x90x15; 210x120x15</p>
<p>03.33.06.018 – Materasso antidecubito a bolle d'aria con compressore 20.22</p> 	<p>Materasso antidecubito a bolle d'aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto).</p> <p>Materasso in pvc con 116 bolle ovoidali che si gonfiano e sgonfiano in modo alternato con programmazione in base al peso del paziente; dotato di telini di fissaggio al materasso sottostante.</p> <p>Compressore poco rumoroso munito di regolatore di pressione con ciclo di 6+6 minuti, facile da utilizzare grazie alle pratiche istruzioni stampate; agganciabile al letto.</p> <p>Tube di connessione fra materasso e compressore.</p> <p>Portata kg 120</p> <p>Dimensioni del materasso: cm 190x90x6,5</p>
<p>03.33.06.021 – Materasso antidecubito con elementi intercambiabili ad aria con compressore 20.20</p> 	<p>Materasso antidecubito a barre intercambiabili ad aria con compressore da usare sopra il materasso normale (mai direttamente sulla rete del letto).</p> <p>Materasso in pvc con 18 elementi rimovibili diametro cm 14 (gonfie) che si gonfiano e sgonfiano in modo alternato con programmazione in base al peso del paziente; dotato di telini di fissaggio al materasso sottostante.</p> <p>Compressore poco rumoroso munito di regolatore di pressione con ciclo di 10/12+10/12 minuti, facile da utilizzare grazie alle pratiche istruzioni stampate; agganciabile al letto.</p> <p>Tube di connessione fra materasso e compressore.</p> <p>Portata kg 120</p> <p>Dimensioni del materasso: cm 200x90x12</p>